

Кроличья Поликлональная Антитело К Gnp1 (Oryza Sativa) - Q10Ac7

Артикул: CM0022691

введение

Кроличья поликлональная антитело к GNP1 для Oryza sativa, валидирована в методах Вестерн-блоттинг и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, перекрестно реагирует с Oryza sativa. Белок массой 42 кДа. Идеально подходит для исследований роста и развития растений.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к GNP1
Альяс	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
Вид	Oryza sativa
ID гена	4334841
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 GNP1 Oryza sativa (Q10AC7)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
Масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет