


Поликлональные Кроличьи Антитела К GnRh1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01148

Артикул: CM0026489



введение

Эти поликлональные кроличьи антитела против человеческого GnRH1 (также известного как LHRH, GRH) валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), проявляют перекрестную реакцию с мышью и идеально подходят для изучения путей секреции гонадотропинов, опосредованных GnRH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GnRH1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2796
GeneID	2796
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-92 человеческого GNRH1 (NP_001076580.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01148
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	В ледяном пакете