

Поликлональное Кроличье Антитело К Gns Для Вб И Ифа - P15586

Артикул: CM0025365

введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому GNS (N-ацетилглюкозамин-6-сульфатаза), валидированное для применения в ВБ и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области гликобиологии и болезней накопления лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNS кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	G6S; GNS
Вид	Человек
ID гена (человек)	2799
ID гена	2799
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 293-552 человеческого GNS (NP_002067.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15586
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодильный пакет