

Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) К Gorasp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

Артикул: CM0016478



введение

Кроличыи поликлональные антитела к GORASP2 (GRASP55), ключевому белку аппарата Гольджи, участвующему в его сборке и укладке; подходят для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок GORASP2 человека (аминокислоты 353-452).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GORASP2
Примечания/Синонимы	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26003
GeneID	26003
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 353-452 GORASP2 человека (NP_056345.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H8Y8
Молекулярная масса	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом