

## Кроличий Поликлональный Антитело Против Gr6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Hcn6

Артикул: CM0023286



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против GP6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает GP6 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения гликопротеина VI тромбоцитов в исследованиях тромбоза и гемостаза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GP6 кролик pAb                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | GP1V; GPVI; BDPLT11; GP6                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (Человек)         | 51206                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 51206                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 21-267 человеческого GP6 (NP_057447.5)) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q9HCN6                                                                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 37кДа                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                            |