

Кроличье Поликлональное Антитело К Грам Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9HCL2

Артикул: CM0026070



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GPAM (глицерин-3-фосфат ацилтрансфераза 1, митохондриальная). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPAM Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GPAT; GPAT1; GPAM
Вид	Человек
GeneID (человек)	57678
GeneID	57678
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 594-828 человеческого GPAM (NP_001231878.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCL2
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Айс-пакет