

Gpr182 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa — O15218

Артикул: CM0024148

введение

Кроличье поликлональное антитело против GPR182 (ACKR5) — атипичного хемокинового рецептора-сорбента. Валидировано для Вестерн-блота и ELISA, перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигналинга хемокинов и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR182 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, L1-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
Вид	Человек
GeneID	11318
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 250-350 человеческого GPR182 (NP_009195.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15218
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодильный пакет