

Кроличья Поликлональная Антитело К Gprin1 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q7Z2K8

Артикул: CM0021657

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к GPRIN1, подходящее для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с GPRIN1 человека, мыши и крысы — белком, участвующим в регуляции роста нейритов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPRIN1 кроличье пАб
Примечания/алиасы	GRIN1; GPRIN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	114787
ID гена	114787
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–300 GPRIN1 человека (NP_443131.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z2K8
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Аккумулятор холода