


Кроличье Поликлональное Антитело К Gps1 - Q13098

Артикул: CM0025445



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против GPS1 (CSN1/COPS1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований убиквитин-протеасомного пути и сигнасомы. Молекулярная масса 56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GPS1
Примечания/Альтернативные названия	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2873
ID гена	2873
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 258-527 белка GPS1 человека (NP_997657.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13098
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом