

Гранулин Кроличий Polymab® - P28799

Артикул: CM0004096



введение

Анти-Гранулин Кроличий PolymAb® для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Реагирует с белками человека, мыши. Рекомбинантное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Гранулин (PGRN, GP88). Идеально для исследования функции лизосом и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гранулин Кроличий PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	GER; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2896
GeneID	2896
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 494-593 человеческого Гранулина (NP_002078.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28799
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом