


Поликлональные Кроличьи Антитела К Grb10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q13322

Артикул: CM0015849



введение

Поликлональные кроличьи антитела к GRB10, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий GRB10, ключевой адаптерный белок в сигнальных путях инсулина/IGF1R и Wnt. Идеально подходят для исследований метаболических нарушений и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRB10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2887
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GRB10 (NP_005302.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13322
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	В ледяном пакете