

## Кроличья Моноклональная Антитело К Grb2 Для Вб - P62993

Артикул: CM0002347

### введение

Кроличья моноклональная антитело к GRB2, валидированная для ВБ, ИГГ-С, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Распознает GRB2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга через рецепторы факторов роста, активации Т-клеток и аутофагии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья моноклональная антитело к GRB2                                                                                                   |
| Примечания/Алиасы         | ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 2885                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 2885                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 118-217 человеческого GRB2 (P62993). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | ВБ, ИГГ-С, ИФ/ИКК, ИП, ИФА                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | P62993                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 25 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                           |