

Поликлональное Кроличье Антитело К Grhl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q6Isb3

Артикул: CM0020177



введение

Поликлональное кроличье антитело к GRHL2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека и крысы. Нацелено на гомолог белка 2, подобного Grainyhead, — транскрипционный фактор, критически важный для развития эпителия и закрытия нервной трубки. Идеально подходит для исследований нейруляции, морфогенеза эпителия и биологии кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GRHL2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFPC2L3; гомолог белка 2, подобного Grainyhead
Вид	Человек
GeneID (человек)	79977
GeneID	79977
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 110–210 человеческого GRHL2.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q6ISB3
Молекулярная масса белка	69 кДа/71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом