


Кроличье Моноклональное Антитело К Grik2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13002

Артикул: CM0012529



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GRIK2 (GluR6, EAA4). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ионотропных глутаматных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к GRIK2
Примечания/синонимы	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2898
GeneID	2898
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 человеческого GRIK2 (Q13002)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13002
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом