

## Кроличье Моноклональное Антитело К Grp75/Mot/Hspa9 Для Wb, Elisa - P38646

Артикул: CM0002246



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к белку человека Grp75/MOT/HSPA9 (P38646). Валидировано для методов WB и ELISA, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального стресса и шаперонов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к Grp75/MOT/HSPA9                                                                   |
| Примечания/Синонимы       | CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9       |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 3313                                                                                                                 |
| GeneID                    | 3313                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 580-679 белка Grp75/MOT/HSPA9 человека (P38646) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | P38646                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 74 кДа                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                       |