


## Кроличий Поликлональный Антитело Против Gsk3В Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Артикул: CM0019009



### введение

Кроличий поликлональный антитело против GSK3 $\beta$ , валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt, метаболизма глюкозы и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                            |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта         | GSK3 $\beta$ кроличий pAb           |
| Примечания/Псевдоним      | GSK3B; gsk-3 $\beta$ ; GSK3 $\beta$ |
| Вид                       | Человек                             |
| ID гена (Человек)         | 2932                                |
| ID гена                   | 2932                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                |
| Источник                  | Кролик                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела             |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                |
| SWISS                     | P49841                              |
| Молекулярный вес белка    | 47кДа                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                      |