


Поликлональное Антитело К Gsta2 Кролика Для Wb, Elisa — P09210

Артикул: CM0025213



введение

Кроличье поликлональное антитело к GSTA2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает GSTA2 человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок, покрывающий полноразмерный GSTA2 человека. Идеально подходит для исследований детоксикации и печени. — P09210

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTA2 кроличье пАб
Примечания/алиасы	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
Вид	Человек
GeneID	2939
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-222 человеческого GSTA2 (NP_000837.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09210
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С холодильным элементом