

Кроличье Моноклональное Антитело Gsta4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15217

Артикул: CM0005980



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GSTA4 (GTA4, GSTA4-4), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Детектирует белок массой 26 кДа; перекрестно реагирует с образцами человека. Идеально для изучения функции глутатион-S-трансферазы A4 и детоксикации 4-гидроксиноненаля (4-HNE).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело GSTA4
Примечания/Альтернативные названия	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2941
GeneID	2941
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15217
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом