


Кроличья Моноклональная Антитела К Gstt1 Для Вестерн-Блота, Ифа - P30711

Артикул: CM0004219



введение

Кроличья моноклональная антитела к GSTT1, валидированная для Вестерн-блота (WB) и ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Иммуноген: рекомбинантный GSTT1 (а.к. 1-240). Для исследований глутатион-S-трансферазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к GSTT1
Примечания/Алиасы	GSTT1
Вид	Человек
GeneID	2952
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого GSTT1. (NP_000844.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30711
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник