


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gtf2F1 Для Wb, Elisa - P35269

Артикул: CM0020789



введение

Кроличыи поликлональные антитела к GTF2F1 (P35269), валидированные для WB и ELISA. Распознают антигены человека, мыши, крысы. Общий фактор транскрипции IIF, субъединица 1 (TFIIF-альфа), 58 кДа, кроличий источник.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к GTF2F1
Примечания/Синонимы	BTF4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2962
Идентификатор гена	2962
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-517 GTF2F1 (NP_002087.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35269
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом