

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gtf2l Для Wb, Ihc-P, Elisa - P78347

Артикул: CM0029261



введение

Кроличыи поликлональные антитела к GTF2I для методов WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Общий фактор транскрипции II-I, участвующий в регуляции транскрипции и связанный с синдромом Вильямса-Бойрена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GTF2I
Примечания/Синонимы	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2969
GeneID	2969
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-810 человеческого GTF2I (NP_001157108.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78347
Молекулярная масса белка	112 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом