


Кроличья Поликлональная Антитело К Gucy2C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P25092

Артикул: CM0017968



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого GUCY2C (гуанилатциклазы C), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований сигнальных путей энтеротоксинов и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GUCY2C Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2984
ID гена	2984
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-330 человеческого GUCY2C (NP_004954.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25092
Молекулярный вес белка	123кДа
Доставка	Сумка со льдом