

Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) К Hap2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14520

Артикул: CM0030678

введение

Кроличыи поликлональные антитела к HAP2 (протеаза, активирующая фактор VII) для применения в методах WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают HAP2 человека и мыши. Подходят для исследований коагуляции и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к HAP2
Примечания/Синонимы	FSAP; HAP2; PHBP; HGFAL; NMTC5; HAP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3026
GeneID	3026
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-313 HAP2 человека (NP_004123.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q14520
Молекулярная масса белка	63 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом