

Нарс2 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P49590

Артикул: CM0024897

введение

Кроличья поликлональная антитело к HARS2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный HARS2, митохондриальную гистидил-тРНК-лигазу. Идеально подходит для изучения митохондриальной трансляции и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HARS2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
Вид	Человек
GeneID	23438
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 217-506 человеческого HARS2 (NP_036340.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49590
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом