

Кроличья Рab К Haus8 Для Wb - Q9Bt25

Артикул: CM0027364



введение

Валидированная для WB, IF/ICC и ELISA, эта кроличья поликлональная антитело к HAUS8 распознает человеческий и мышиный HAUS8 (Q9BT25), поддерживая исследования сборки веретена деления, целостности центросом и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAUS8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	93323
ID гена	93323
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 166-410 человеческого HAUS8 (NP_219485.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BT25
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Со льдом