

Navcr1 Кролик Pab - Q96D42

Артикул: CM0030266



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого HAVCR1 (TIM-1/KIM-1) для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующее с человеческим, мышиным и крысиным белком. Полезно для исследований повреждения почек, проникновения вирусов и иммунитета Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAVCR1 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26762
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-125 человеческого HAVCR1 (NP_036338.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96D42
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом