


Поликлональное Антитело Кролика Против Hbg1/Hbg2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P69892

Артикул: CM0019407



введение

Поликлональное антитело кролика против HBG1/HBG2 выявляет гамма-цепи фетального гемоглобина в WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований гемоглобинопатий и разработки диагностических тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HBG1/HBG2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3048
GeneID	3048
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HBG1/HBG2 (NP_000175.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P69892
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом