

Кроличья Поликлональная Антитело К Hcar3 Для Вб - Р49019

Артикул: CM0023550



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к HCAR3, валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным материалом. Идеально подходит для изучения функции рецептора 3 гидроксикарбоновых кислот в биологии адипоцитов и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье поликлональное антитело к HCAR3
Примечания/Альтернативные названия	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
Вид	Человек
ID гена (человек)	8843
ID гена	8843
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 300-392 человеческого HCAR3 (NP_006009.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49019
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет