

Кроличий Поликлональный Антитело К Hccs - P53701

Артикул: CM0029959

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к HCCS, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на голоцитохром с-тип синтазу, необходимую для созревания цитохрома с. Идеально для исследований митохондриальных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HCCS (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	MLS, CCHL, MCOP57, LSDMCA1, HCCS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3052
GeneID	3052
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-268 человеческого HCCS (NP_005324.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P53701
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом