


## Поликлональное Кроличье Антитело К Hcn1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O60741

Артикул: CM0021537



### введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к HCN1, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Направлено против калий/натрий гиперполяризационно активируемого циклическонуклеотид-зависимого канала 1 человека и мыши, участвующего в формировании водителя ритма и возбудимости нейронов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | HCN1 кроличье pAb                                                                                                  |
| Примечания/алиасы         | BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                            |
| ID гена                   | 348980                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 791-890 HCN1 человека (NP_066550.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                            |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                      |
| SWISS                     | O60741                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 99 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                    |