

Hdac1 Mouse Mab - Q13547

Артикул: CM0003280

введение

Моноклональное мышинное антитело, направленное против человеческого HDAC1 (UniProt Q13547). Валидировано для использования в вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований, разработки диагностических наборов и закупки сырья для МДВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC1 Mouse mAb
ID гена (человек)	3065
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 393-482 человеческого HDAC1 (Q13547)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Доступ SWISS	Q13547
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	Сумка со льдом