


Кроличье Поликлональное Антитело К Hdac2 - Q92769

Артикул: CM0019668



введение

Кроличье поликлональное антитело против HDAC2 (гистондеацетилаза 2) для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитации (IP), ELISA. Определяет HDAC2 человека, мыши, крысы (~55 кДа). Подходит для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HDAC2
Примечания/Альтернативные названия	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3066
GeneID	3066
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 390-488 человеческого HDAC2 (NP_001518.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92769
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом