

Кроличье Моноклональное Антитело К Hdac4 - P56524

Артикул: CM0002195



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к HDAC4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к человеческому HDAC4 — гистондеацетилазе класса II с молекулярной массой 119 кДа, необходимой для эпигенетической регуляции, созревания мышц и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HDAC4
Примечания/Синонимы	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	9759
ID гена	9759
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислотных остатков 1-100 человеческого HDAC4 (P56524).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56524
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	Холодильный пакет