

Кроличье Поликлональное Антитело К Hdac5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Артикул: CM0027130



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HDAC5, гистоновую деацетилазу, участвующую в эпигенетической регуляции и развитии мышц. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально для исследований транскрипционного репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Вид	Человек
Gene ID (Human)	10014
Gene ID	10014
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого HDAC5 (NP_005465.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UQL6
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом