

Кроличья Поликлональная Антитело К Hdac6 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q9Z2V5

Артикул: CM0027894

введение

Кроличья поликлональная антитело к HDAC6 для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Обнаруживает HDAC6 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований деацетилирования тубулина, аутофагии и путей формирования агрегатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC6 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Вид иммуногена	Мышь
ID гена (человек)	10013
ID гена	15185
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 836-1037 мышиного HDAC6 (NP_001123888.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Z2V5
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом