


Кроличья Поликлональная Антитело Против Hdac6 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

Артикул: CM0021562



введение

Кроличья поликлональное антитело против HDAC6, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает HDAC6 (131 кДа) человека, мыши и крысы. Подходит для изучения деацетилирования тубулина, аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDAC6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Вид	Человек
GeneID	10013
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого HDAC6 (NP_006035.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBN7
Молекулярная масса белка	131кДа
Доставка	Сумка со льдом