


Кроличье Mab Против Hdac8 Для Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9By41

Артикул: CM0008366



введение

Кроличье моноклональное антитело HDAC8, валидированное для IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, с реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным образцам. Нацелено на гистондеацетилазу 8, ключевой регулятор хроматина, участвующий в транскрипции и клеточном цикле. Подходит для исследований в области эпигенетики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против HDAC8
Примечания/Альтернативные названия	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55869
GeneID	55869
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HDAC8 (Q9BY41).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BY41
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом