


Кроличье Моноклональное Антитело К Hdac9 - Q9Ukv0

Артикул: CM0006510



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к HDAC9 для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Определяет HDAC9 человека и крысы. Идеально для исследований эпигенетической и транскрипционной регуляции - Q9UKV0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HDAC9
Примечания/Альтернативные названия	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9734
GeneID	9734
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UKV0
Молекулярная масса белка	111 кДа
Доставка	В сумке со льдом