

Поликлональные Антитела Кролика Против Hdgfrp2 - Hdgfrp2

Артикул: CM0025514

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого HDGFRP2, валидированные в Вестерн-блоттинге (WB), ИФ/ИЦК и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Иммуноген соответствует С-концевой области (а.а. 501-670). Идеально подходят для исследований белка 2, связанного с фактором роста гепатомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HDGFRP2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
Вид	Человек
ID гена	84717
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-670 человеческого HDGFRP2 (NP_116020.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом