

Поликлональное Антитело Кролика К Hdgfrp3 - Hdgfrp3

Артикул: CM0026730

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на связанный с фактором роста гепатомы белок 3 (HDGFRP3/HDGF2/HRP-3). Валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА; реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к HDGFRP3
Примечания/Синонимы	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
Вид	Человек
ID гена	50810
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-203 человеческого HDGFRP3 (NP_057157.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет