

Моноклональное Антитело К Hes5 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q5Ta89

Артикул: CM0011972

введение

Моноклональное антитело к HES5 кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознает HES5 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований нейрогенеза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к HES5 кролика (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	bHLNb38; HES5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	388585
GeneID	388585
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 12-142 белка HES5 человека (Q5TA89)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5TA89
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике со льдом