

Кроличыи Поликлональные Антитела К Неха Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Артикул: CM0030222



введение

Кроличыи поликлональные антитела к HEXA, направленные против альфа-субъединицы бета-гексозаминидазы. Подходят для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований лизосомных болезней накопления и липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEXA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TSD; HEXA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3073
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-529 человеческого HEXA (NP_000511.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06865
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	Сумка со льдом