


Кроличье Моноклональное Антитело К Hivch Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q6Nvy1

Артикул: CM0012035



введение

Кроличье моноклональное антитело к HIBCH, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Детектирует митохондриальную 3-гидроксиизобутирил-KoA гидролазу (43 кДа); идеально для исследований катаболизма валина и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HIBCH
Примечания/Альтернативные названия	HIBYLCOAH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26275
ID гена	26275
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-330 белка HIBCH человека (NP_055177.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6NVY1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом