

Поликлональное Кроличье Антитело К Hif1β/Arnt Для Иф/Ик, Ифа — P27540

Артикул: CM0024193



введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) к HIF1β/ARNT, валидированное для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживает ARNT человека, мыши и крысы (SWISS: P27540). Идеально подходит для исследований гипоксического ответа и сигналинга через арилуглеводородный рецептор.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к HIF1β/ARNT
Примечания/алиасы	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
Вид	Человек
GeneID (человек)	405
GeneID	405
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 465-570 человеческого HIF1β/ARNT (NP_001659.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27540
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет