

Панель Высокоэффективных Моноклональных Антител Кролика Для Проточной Цитометрии Человеческих Treg-Клеток - Панель Human Treg

Артикул: CM0011940

введение

Панель моноклональных антител кролика для анализа регуляторных Т-клеток (Treg) человека методом проточной цитометрии. Обеспечивает точное иммунофенотипирование популяций Treg, поддерживая исследования в иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Панель Human Treg
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
Условия доставки	В пакете со льдом