

Поликлональное Антитело Кролика К Гистону H1T Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Ифа - Q07133

Артикул: CM0023318

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против тестис-специфичного гистона H1t, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА на образцах мыши и крысы — идеально для исследований хроматина и мейоза в приложениях IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к гистону H1t
Примечания/Альтернативные названия	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Гистон H1t
Вид	Мышь
GenelD (человек)	H1
GenelD	107970
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q07133
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом