

Кроличье Моноклональное Антитело К Hla-A - P01891

Артикул: CM0002260

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HLA-A, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими образцами, предсказанная молекулярная масса 41 кДа. Подходит для исследований в иммунологии и трансплантологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к HLA-A
Примечания/Альтернативные названия	HLAA; HLA-A
Вид	Человек
ID гена	3105
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HLA-A (P04439)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ в парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01891
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом