

Кроличье Поликлональное Антитело Hla-Drb1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Ифа - P04440

Артикул: CM0013130



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HLA-DPB1, антигена MHC класса II, представляющего экзогенные антигены CD4 Т-клеткам. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы), ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышиному, крысиному белкам.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело HLA-DPB1
Примечания/Алиасы	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Вид	Человек
ID гена	3115
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-225 человеческого HLA-DPB1 (NP_002112.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04440
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В термopakете со льдом