

Кроличья Поликлональная Антитело К Hla-Drb1 Для Вб И Ифа — P01911 / P01912 / Q29974

Артикул: CM0030315



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к HLA-DRB1 для применений в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает бета-цепь МНС класса II человека и мыши (30 кДа). Идеально подходит для иммунологических исследований презентации антигенов и ответов Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HLA-DRB1 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3123
GeneID	3123
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 30–230 человеческого HLA-DRB1 (NP_002115.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовой пакет