

Кроличья Поликлональная Антитело К Hla-G Для Вб, Ифа — P17693

Артикул: CM0029110



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого HLA-G, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным антигеном. Подходит для изучения иммунной толерантности на материнско-плодной границе, репродуктивной иммунологии и исследований иммунных контрольных точек. Прогнозируемая молекулярная масса — 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HLA-G кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	МНС-G; HLA-G
Вид	Человек
GeneID (человек)	3135
GeneID	3135
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-230 человеческого HLA-G (NP_002118.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17693
Масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовой пакет